


Ihr zuverlässiger Partner für aseptische Abfüllungen

Die Befüllung medizinisch-pharmazeutischer Produkte ist neben Entwicklung, Herstellung und Sterilisation einer der wichtigsten Bereiche von Transcoject. Wie in allen Abteilungen unseres Hauses stellen wir als **Full-Service-Anbieter**, der durch seine Arbeit zum Wohl des Menschen beiträgt, selbstverständlich auch in der Befüllung höchste Ansprüche an Qualität und Sicherheit.

BEFÜLLUNG



*Alles aus einer Hand
und kontinuierlich
höchste Qualität bei
der Herstellung und Be-
füllung Ihrer Spritzen.*



Die aseptische Abfüllung, bei der ein steriles Produkt ohne spätere terminale Sterilisation abgefüllt wird, ist ein besonders kritisches Verfahren, das neben qualifizierten Anlagen eine äußerst gründliche Validierung der aseptischen Bedingungen für den gesamten Abfüllprozess erfordert. Transcoject ist gemäß **ISO 13408** für aseptische Abfüllungen zertifiziert und garantiert die durchgängige Validierung aller Prozesse. Durch die kontinuierliche Validierung des Verfahrens mittels Nährmediumabfüllung – so genannte Media Fills, die den **aktuellen GMP-Vorgaben** entsprechen – überprüfen wir regelmäßig Qualität und Sicherheit des Befüllungsprozesses.

Bei der aseptischen Abfüllung von Medizinprodukten verfügt Transcoject über die Erfahrung und Flexibilität, allen Kundenanforderungen gerecht zu werden. So realisieren wir – ganz nach Ihrem **individuellen Bedarf** – die Abfüllung von Kleinstserien bis hin zu Chargengrößen von mehreren hundert Litern. Zum umfassenden Angebot von Transcoject gehören zudem die Herstellung und Abfüllung von In-vitro-Diagnostika.

Transcoject GmbH
24539 Neumünster, Rügenstraße 8
Telefon +49 4321 885-0 • Fax +49 4321 885-65
www.transcoject.com • info@transcoject.com