


## Erfahrung und modernste Technik – eine sichere Kombination

Seit über 40 Jahren ist Transcoject ein zuverlässiger Partner der Branchen Medizintechnik und Pharmazie für die Ethylenoxid-Sterilisation thermosensibler Produkte. In einer der modernsten Doppelkammeranlagen mit einem Volumen von jeweils 33 m<sup>3</sup> sterilisieren wir seit dem Jahr 2000 in unterschiedlichen Zyklen gemäß ISO 11135-1.

Unser erfahrenes Expertenteam berät und betreut unsere Kunden von der individuell auf das Produkt abgestimmten **Verfahrensentwicklung** bis hin zur Produktsterilisation. Hierzu gehört ebenfalls die mikrobiologische Untersuchung in unseren eigenen Laboren.

Mit seinem umfangreichen Angebot individueller Dienstleistungen ist Transcoject Ihr Full-Service-Partner im Bereich Ethylenoxid-Sterilisation von der Konzeptentwicklung bis zur Markteinführung.





## Verfahrensentwicklung

Die Eigenschaften und Besonderheiten eines zu sterilisierenden Produkts erfordern oftmals die Entwicklung und Anwendung spezieller Sterilisationszyklen.

Unser Expertenteam berät und unterstützt unsere Kunden bei der Verfahrensentwicklung und Routinesterilisation sowie bei der Auswahl qualitativ und wirtschaftlich optimaler Lösungen.

## Validierung / Revalidierung

Gemeinsam mit unseren Kunden definieren wir den Umfang der vorzunehmenden Arbeitspakete und unterstützen bei der Durchführung von Teilaufgaben bis hin zur Gesamtumsetzung der Validierung gemäß ISO 11135-1.



## Sterilisation

Die Durchführung der Ethylenoxid-Sterilisation erfolgt in unterschiedlichen Zyklen und stützt sich auf ein umfangreiches Qualitätssicherungssystem unter Berücksichtigung der geltenden Normen.

## Laborzusatzleistungen

Mit Hilfe unseres hauseigenen Labors sind wir in der Lage, eine Vielzahl von Zusatzleistungen anzubieten, wie beispielsweise Bioburden- oder Restgasuntersuchungen sowie Tests auf Siegelnahtfestigkeit.

## Logistik

Ein umfangreiches Angebot logistischer Dienstleistungen rundet unsere Angebotspalette ab. Ob Neu-Palettierung, Kommissionierung oder Versand – auch in diesem Bereich stellen wir unseren Kunden entsprechende Serviceleistungen zur Verfügung, die wir gern den individuellen Wünschen anpassen.

## Sonderleistungen

Ob es die Entwicklung oder der Test alternativer Verpackungen ist oder die Durchführung von Musterungen – Transcoject bietet Lösungen auf hohem Qualitätsniveau, die unseren Partnern eine schnelle und kostengünstige Umsetzung ihrer Aufgaben gewährleisten.

Transcoject GmbH  
 24539 Neumünster, Rügenstraße 8  
 Telefon +49 4321 885-0 • Fax +49 4321 885-65  
 www.transcoject.com • info@transcoject.com